

Version: EC 2.0 (2024.08.26修订)

## 30% Acr-Bis (29:1)

目录号: EC0006

### 01/产品组分

序号	组分	EC0006-A	EC0006-B
1	30% Acr-Bis (29:1)	100 mL	500 mL

### 02/保存条件

4°C避光保存, 有效期2年。

### 03/产品概述

本试剂为含有 30% acrylamide-bisacrylamide 的水溶液, 其中 acrylamide 和 bisacrylamide 的比例为 29:1。本试剂可用于配制 SDS-PAGE 凝胶, 主要用于分离蛋白以及核酸。SDS-PAGE 凝胶配制方法见凝胶配制试剂盒 (EC0003)。

### 04/注意事项

#### 请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 本产品对人体有毒, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用。
- ◇ 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 05/使用建议

制备 SDS-PAGE 凝胶时, 请参考 SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒 (EC0003) 或 SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒 (EC0004)。

## 06/相关产品

- EC0003 SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
- EC0004 SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒
- EC0005 SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10×)
- EC0007 Ammonium persulfate substitute (APS)
- EC0008 TEMED
- EC0009 10% SDS
- EC0010 1.5M Tris-HCl,pH8.8
- EC0011 1M Tris-HCl,pH6.8
- EC0012 1M Tris-HCl,pH8.8

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: [support@sparkjade.com](mailto:support@sparkjade.com)

