

Version: EC 2.0 (2023.09.11修订)

1M Tris-HCl,pH 6.8

目录号: EC0011

01/产品组分

序号	组分	EC0011-A	EC0011-B
1	1M Tris-HCl,pH 6.8	100 mL	500 mL

02/保存条件

室温保存, 有效期2年。

03/产品概述

本试剂主要用于配制SDS-PAGE或native PAGE凝胶的上层胶, 是SDS-PAGE电泳最常用的试剂, 选用进口试剂配制。Tris碱水溶液的pH 10.5左右, 一般加入盐酸以调节pH值至所需值, 即可获得该pH值的缓冲液。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- ◇ 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

05/使用方案

制备SDS-PAGE凝胶时, 本试剂的添加量请参考SDS-PAGE凝胶配制试剂盒(EC0003)。

06/相关产品

- EC0003 SDS-PAGE凝胶配制试剂盒
- EC0004 SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒
- EC0005 SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10×)
- EC0006 30% Acr-Bis (29:1)
- EC0007 Ammonium persulfate substitute (APS)
- EC0008 TEMED
- EC0009 10% SDS
- EC0010 1.5M Tris-HCl,pH8.8
- EC0012 1M Tris-HCl,pH8.8

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

