

Version: ED 2.0 (2021.04.01修订)

脱脂奶粉（进口）

目录号: ED0019

01/产品组分

| 序号 | 组分 | ED0019 |
|----|----------|--------|
| 1 | 脱脂奶粉（进口） | 500 g |

02/保存条件

2-25℃保存，有效期5年。

03/产品概述

脱脂奶粉是Western Blot常用的封闭液之一，使用脱脂奶粉封闭后可以有效减少一抗或者二抗与NC膜或者PVDF膜的非特异性结合，降低背景。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- ◇ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套。
- ◇ 脱脂奶粉成分复杂，本身含有生物素，故不适用于生物素标记的抗体系统。

05/使用方案

- ◇ 配制 Western Blot 封闭液：通常脱脂奶粉的浓度为 3%-8% (w/v)，推荐使用 TBS-T 漂洗缓冲液 (1×) 进行配制。
- ◇ 可用上述 Western Blot 封闭液稀释一抗和二抗。

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

